



M800

Handheld Patient Monitor

掌式监护仪

轻巧 便携 临床使用方便

 **宝莱特**
BIOLIGHT

医疗监护设备民族品牌领航者

M800

Handheld Patient Monitor

掌式监护仪

广东宝莱特医用科技股份有限公司
GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD.

Developing with us 我们一起成长

系统特点

2.4" (320 × 240)
彩色OLED屏

0.5KG
轻巧、便携、方便

16 小时
电池使用时间

30000 组数据
连续测试模式

掉电存储

声光报警

- 轻巧、便携，临床使用方便。可连续监测成人、儿童、新生儿病人的心电（可选）、血氧、脉搏等生理参数。
- 采用视角范围更大，更省电的2.4"彩色OLED显示屏，内置重力感应器，具有显示内容自动旋转功能。具有图形显示界面和大字体显示界面。
- 可选配Nellcor血氧模块
- 三节AA碱性电池或专用充电锂电池均可使用，自动辨别锂电池或AA碱性电池并对外锂电池充电。三小时快速充电，使用时间超过16小时。
- 两种工作模式可选：点测模式和连续测试模式。
点测模式：病人ID可从1-99自动增加，每个病人ID可存储300组数据
连续测试模式：可存储30000组数据
- 监护历史数据掉电存储功能，存储时间间隔从10秒-10分钟可选
- 可调节的声光报警功能



大字体显示模式



血氧波形显示模式



心电图波形显示模式（可选）

便携装置，方便携带

- 对于有便携式需求的用户可选用保护胶套和便携包。



便携包



保护胶套



M800

标准参数配置：SpO₂、PR

可升级：Nellcor SpO₂、3-lead ECG（充电适配器、充电底座、锂电池）



地址：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号
电话：(0756)3399999 3399920 传真：(0756)3399920
E-Mail: sales@blt.com.cn 邮编：519085

官方网站：www.blt.com.cn
客户服务热线：400-881-6213

中 资料如需变更，请至最新资料或至宝莱特网站查询
注册证号：粤食药监械（准）字2011第210268号