




Q7 重症插件式监护仪

Q7 重症插件式监护仪

竖屏设计 全新体验

- 开放式插件设计，支持热插拔，满足临床监护不断更新、升级，便于维护的需求，节约用户的采购成本
- 采用Masimo 血氧测量技术（可选 Nellcor SpO₂），保证了对于非静止状态和弱灌注病人外周脉搏血氧准确测量
- 采用美国SunTech无创血压测量模块，模块稳定，寿命长，通过FDA、CE测试，测量更快速、安全、准确
- 丰富的软件分析功能：多种心律失常及全导联ST段分析，具有多种计算功能



专业延续 灵活组合

独有的高端生理监测参数，满足重症病人的临床监测要求



二氧化碳模块
(主流/微流)



二氧化碳模块
(旁流)



麻醉气体模块



Nellcor 血氧模块



Masimo 血氧模块



有创血压模块

精工细作 贴近用户



360度声光**双重三级报警**功能



主机模块化**多参数**设计，3个扩展模块插槽，
支持多达11个参数同步测量



- 15" 防眩彩色TFT显示屏，分辨率1024*768，10通道波形显示，可升级至12通道



- 全屏触摸，支持中文输入，支持键盘、鼠标，方便临床操作



- 可通过有线无线混连的方式通过BLT-507工作站与宝莱特A系列、Q系列、M系列监护仪联网，支持双向通讯功能



- 大面积铸铝散热，整机无风扇设计，适合对安静及洁净环境要求较高的医疗环境使用



超大存储空间，可升级大容量SD卡存储；具有VGA扩展显示接口，可根据临床需要外接显示屏



侧面快捷按键，可快速灵活地操控仪器



重症科室专用附件



SunTech成人无创血压袖带



Masimo 指夹式血氧探头



12 pin 5导心电图电极线

参数配置

标配：3/5-lead ECG、Masimo SpO2、SunTech NIBP、PR、Resp、Temp（选配体温探头）

选配：Nellcor SpO2、EtCO2等



地址：中国珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号
 电话：(0756) 3399999 3399900 传真：(0756) 3399920
 E-Mail: sales@blt.com.cn 邮编：519085

欢迎访问：www.blt.com.cn
 客户服务热线：400 681 8233

资料如遇变更，请索取最新资料或登陆宝莱特网站查询

Q7-1403-1